




# LIX AQUA

**A Solução para a Recolha de Amostras de  
Água, para a análise de LEGIONELLA**





# LIX AQUA

## Uma solução completa para a recolha de amostra de água:

Frascos adaptados para diferentes tipos de águas (rede, poços, fontes, piscinas, mar,...) para análises microbiológica e físico-químicas.



### Performance assegurada

- ☒ Tampas roscadas invioláveis, com anel de segurança que garante a esterilização e evita possível contaminação.
- ☒ Esterilização por Radiação GAMA
- ☒ Rastreabilidade total por lote e data de validade




### Segurança

- ☒ Frascos transparente para permitir um fácil exame visual (turbacão, sedimentos, presença de algas, óleos, etc)
- ☒ Material de embalagem em material universal e inerte recomendado para conter água. (PET)
- ☒ Tioissulfato de Sódio – inibição de acção do cloro, bromo e ozono dissolvidos na água garantindo a estabilidade de amostra, de acordo com as normas em vigor (ISO ).



### Gama Especial para Legionella

- ☒ Volume de 2000 ml
- ☒ Diferentes concentrações de aditivos (80 ou 120mg Tioissulfato de Sódio)



### Labinox, Lda.

Rua do Bairro Social, 63/67 – Fração F

3885-523 Esmoriz – Portugal

Telf.: (+351) 917 888 499

Email: [labinox@labinox.pt](mailto:labinox@labinox.pt) / Web: [www.labinox.pt](http://www.labinox.pt)